


TEST DE CADET VISION DE LOIN LETTRES ÉTALONNÉ 2,50 M MC2 - test unitaire

Référence 00460



Prix du produit :

169,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **test de cadet vision de loin lettres MC2** est conçu pour évaluer l'acuité visuelle chez l'enfant dès **3 à 4 ans** et chez l'adulte, grâce à un étalonnage à **2,50 m**. Sa lecture en présentation groupée avec **3 symboles** par ligne facilite le dépistage en consultation.

2,50 M • 6 Lettres symétriques • Présentation groupée • Planche d'appariement

Description du produit :

Test de cadet vision de loin lettres, lecture à 2,50 m

Ce test de vision de loin est destiné au dépistage de l'acuité visuelle chez l'enfant comme chez l'adulte. Le **test de cadet vision de loin lettres** est étalonné à **2,50 m**, une configuration pratique lorsque l'examen doit rester court et facilement compréhensible.

Son fonctionnement par appariement visuel évite à l'enfant de devoir nommer les lettres. Le praticien présente la lettre à distance, puis le jeune patient l'identifie sur la planche placée devant lui.

Chaque rangée regroupe **3 symboles**, ce qui favorise une lecture plus représentative qu'une présentation isolée. Idéal pour les pédiatres, médecins généralistes, orthoptistes, ophtalmologistes, centres PMI et médecine scolaire.

Points forts

- **Étalonnage à 2,50 m** : format adapté aux situations où la distance de test doit rester compatible avec l'attention de l'enfant.
- **Appariement visuel** : l'enfant montre la lettre correspondante sur sa planche, ce qui rend l'évaluation accessible dès **3 à 4 ans**.
- **6 lettres symétriques** : cette sélection aide à limiter les confusions de repérage et facilite la lecture des réponses.
- **Présentation groupée** : avec **3 symboles** par ligne, le test permet une observation plus globale du comportement visuel.
- **Utilisation polyvalente** : convient aussi bien au cabinet pédiatrique qu'en médecine générale, en orthoptie, en ophtalmologie, en PMI ou en dépistage scolaire.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Test de vision de loin lettres

Utilisation : Dépistage de l'acuité visuelle

Public : Enfants à partir de 3 à 4 ans et adultes

Distance d'examen : 2,50 m

Principe : Appariement visuel

Présentation : Groupée

Nombre de symboles par ligne : 3

Nombre de lettres : 6 lettres symétriques

Contextes d'usage : Cabinet pédiatrique, médecine générale, médecine scolaire, PMI, ophtalmologie, orthoptie

Marque : MC2

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter un contrôle visuel, un ophtalmoscope trouve naturellement sa place au cabinet. Une lampe d'examen améliore les conditions d'observation. Des supports pédagogiques peuvent aussi aider à présenter le test aux enfants.