

FAUTEUIL D'EXAMEN ORL CCA - VOG

Référence 16631



Prix du produit :

3 187,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **fauteuil d'examen ORL électrique CCA Vog Médical** est un dispositif médical idéal pour équiper les cabinets de consultations ORL.

Composé de 4 différentes parties, il est doté soit d'un socle trapèze, soit de 4 roulettes à frein de 10 cm de diamètre.

Description du produit :

caractéristiques :

- Sur socle trapèze recouvert de pvc identique à la garniture du fauteuil.
- La hauteur est variable avec 1 colonne électrique de 600 à 800 mm (sans système de rotation)
- Sellerie tendue, épaisseur 60 mm.
- Synchronisation du Dossier (-5° à + 85°), de la jambière (0° à + 80°) et du repose-pied par vérin à gaz.
- Accoudoirs escamotables.
- Protection cristal transparent au niveau de la jambière.
- Commande au pied.
- Mousse densité 38 kg/m3.
- Moteur classe II.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

Garantie: 3 ans hors sellerie

