

FAUTEUIL DE PRELEVEMENT ROISEL - VOG

Référence 16648



Prix du produit :

493,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **chaise de prélèvement Roisel** spécialement conçue pour les prises de sang est équipée de deux gouttières de prélèvement en PVC sur rail réglables en hauteur, en profondeur et inclinables.

La **chaise Roisel** avec accoudoirs est équipée d'une assise et d'un dossier avec carter thermoformé noir et une assise sur mousse afin d'offrir aux patients une attente la plus confortable possible.

Description du produit :

Dimensions :

- Assise: L. 450 × l. 480 mm.
- Dossier: L. 360 × l. 460 mm.
- Dimensions hors tout : L. 490 x l. 540 mm
- Poids : 15 kg
- Poids supporté : 150 kg

Garantie : 3 ans hors sellerie.

*** Livraison gratuite au RDC sans marches, pour la livraison en étage : tarif sur devis**