

FAUTEUIL DE PRELEVEMENT CAYEUX - VOG

Référence 16645



Prix du produit :

790,83 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **fauteuil de prélèvement à hauteur fixe Cayeux** est équipé de deux gouttières en mousse de polyuréthane noir, réglables en hauteur et inclinables.

La sellerie tendue d'une épaisseur confortable de 12 cm est disponible en plusieurs coloris. L'assise du fauteuil de prélèvement Cayeux est amovible pour un nettoyage plus aisé.

Description du produit :

- Structure bâti rond, époxy blanc.
- Sellerie tendue, épaisseur 120 mm.
- Crochet porte urine.
- Paires de douilles pour porte sérum.
- Capot abs fixé derrière le dossier.
- Dossier inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale.
- Equipé de 2 gouttières de prélèvement en mousse de polyuréthane noir, réglables en hauteur et en inclinaison.

DIMENSIONS:

- Dossier : H. 810 × l. 520 mm.
- Assise : P. 420 × l. 520 mm.
- Accotoirs : L. 400 × l. 120 mm – épaisseur 40 mm.
- Hauteur d'assise : 480 mm.

- Poids du divan : 30 kg.
- Poids supporté : 180 kg.
- Garantie : 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Tige porte sérum.
- 2 roulettes de déplacement.
- 4 roulettes diamètre 100 à frein.
- Tablette à manger.
- Système de rotules pour les accoudoirs en mousse de PU.
- Coussin amovible avec sangle velcro.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**