

FAUTEUIL DE PRISE DE SANG ELECTRIQUE - VOG

Référence 16639



Prix du produit :

3 399,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **fauteuil de prélèvement électrique Vog Médical** est réglable en hauteur de 52 à 72 cm grâce à une télécommande au pied et peut être mis en position couché. Ce fauteuil de prise de sang est équipé de quatre roulettes avec freins et d'une sellerie confortable de 6 cm d'épaisseur.

Description du produit :

Caractéristiques :

- Piétement époxy blanc avec 4 roulettes à frein
- Sellerie tendue, épaisseur 60 mm
- Coque abs à l'arrière du dossier, assise et jambière
- Tête réglable en hauteur
- 2 gouttières en polyuréthane noir, réglables en hauteur et inclinables avec butée de blocage
- Dimensions hors tout : L. 1810 × l. 810 × H. 520/720 mm
- Poids du divan : 90 kg
- Poids supporté : 220 kg
- Garantie : 3 ans hors sellerie

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**