

FAUTEUIL DE PRELEVEMENT ELECTRIQUE VRELY

Référence 16640



Prix du produit :

3 135,65 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **fauteuil de prélèvement électrique Vrely** de **Vog Médical** est un fauteuil que l'on peut retrouver dans les locaux de collecte de sang, les laboratoires d'analyses, les cabinets médicaux, ou les hôpitaux.

Doté de deux gouttières coulissantes réglables en hauteur et en inclinaison, il est tout à fait aisé d'effectuer des prélèvements sanguins ou des transfusions sanguines.

Description du produit :

Le fauteuil est muni de 2 moteurs électriques permettant le réglage de la proclive/déclive (+15°/-15°) et de la hauteur (de 61 à 76 cm).

Caractéristiques :

- Dimensions hors-tout : Long. 176 x larg. 82 cm.
- Dossier : 85 x 58 cm.
- Assise : 49 x 58 cm.
- Jambière : 39 x 58 cm.
- Poids du divan : 90 Kg.
- Poids maximal supportable : 220 Kg.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la**

livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.