

Référence 00462



169,99 € taxe inclu

Le **test de cadet adulte/enfant vision de loin image lettres MC2** est conçu pour évaluer la vision à distance avec une présentation à **2,50 m** et **3 symboles par ligne**. Son système d'appariement images/lettres facilite le dépistage visuel chez l'enfant comme chez l'adulte.

Présentation à 2,50 m • 3 Symboles par ligne •
Appariement image-modèle • Usage cabinet et
dépistage

Test de cadet vision de loin, lecture adaptée enfant et adulte

Ce test sensoriel est destiné au contrôle de l'acuité visuelle de loin chez l'enfant et l'adulte. Le **test de cadet adulte/enfant vision de loin image lettres** se lit à **2,50 m** et combine repères visuels et lettres pour une vérification simple en consultation.

Le fonctionnement par **appariement** permet à l'enfant d'identifier sur une planche le signe présenté par le professionnel. Cette méthode rend l'examen plus accessible lorsque la lecture n'est pas encore acquise.

La disposition en séries de **3 symboles par ligne** favorise une lecture claire et progressive. Idéal pour cabinets médicaux, pédiatres, médecins scolaires, orthoptistes, infirmiers scolaires et

centres de dépistage.

Points forts

- **Lecture mixte images et lettres** : convient à différents niveaux de lecture, du jeune enfant à l'adulte, pour une utilisation plus souple selon le patient.
- **Appariement avec planche de désignation** : aide l'enfant à répondre sans lecture orale, ce qui simplifie le dépistage visuel en contexte pédiatrique.
- **Évaluation de loin** : utilisation à **2,50 m**, adaptée au contrôle visuel à distance en cabinet ou lors d'actions de dépistage.
- **Présentation groupée** : les **3 symboles par ligne** structurent l'observation et facilitent l'analyse des réponses.
- **Usage polyvalent** : utile aussi bien en consultation qu'en environnement scolaire pour un repérage visuel rapide.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Test d'acuité visuelle

Destination : Vision de loin

Public : Adulte et enfant

Mode de lecture : Images et lettres

Distance de présentation : 2,50 m

Présentation : Groupée

Nombre de symboles par ligne : 3

Principe d'utilisation : Appariement avec planche de désignation

Utilisation : Dépistage visuel et contrôle en consultation

Marque : MC2

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'examen, un otoscope peut être utilisé lors d'un bilan pédiatrique ou de médecine générale. Les abaisse-langue sont pratiques pour un examen ORL rapide, tandis qu'une lampe d'examen améliore les conditions d'observation pendant la consultation.