

FAUTEUIL D'EXAMEN ESTHETIQUE LUXE - VOG

Référence 16649



Prix du produit :

2 700,83 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fauteuil d'examen esthétique de luxe réglable en hauteur par vérin électrique ou par pompe hydraulique. Accoudoirs réglables en hauteur.

Description du produit :

CARACTÉRISTIQUES:

- Réglable en hauteur de 620 à 770 mm par pompe hydraulique tournant et blocable (réf : 16649) ou par colonne électrique sans système rotatoire (réf : 16650).
- Socle rond Ø 660 mm avec jonc de protection.
- Structure bâti chromé.
- Sellerie cousue, épaisseur 100 mm.
- Dossier inclinable par vérin à gaz.
- Tête couissante.
- Jambière réglable, relevable par autoblocage (position horizontale).
- Accotoirs en pvc réglables en hauteur.

DIMENSIONS:

- Dossier: L. 550 × l. 470 mm.
- Tête: L. 170 × l. 350 mm.
- Assise: L. 450 × l. 470 mm.
- Jambière: L. 550 × l. 470 mm.
- H. tt: L. 1770 × l. 700 × H. 620/770 mm.
- Poids du divan: 60kg.
- Poids supporté: 120 kg.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

Garantie: 3 ans hors sellerie.