

FAUTEUIL DE REPOS GAMME CERISY - VOG

Référence 16607



Prix du produit :

2 685,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **fauteuil de repos électrique Cerisy** est tout à fait adapté pour équiper les lieux comme les cabinets médicaux, les locaux de collecte de sang et les laboratoires d'analyses.

La hauteur et l'inclinaison du fauteuil sont variables grâce aux deux moteurs électriques intégrés et à la commande manuelle. En effet, la hauteur peut se régler entre 61cm et 76cm et l'inclinaison entre +15° à -15°.

Description du produit :

Le **fauteuil de repos électrique Vog Médical Cerisy** est équipé de deux accoudoirs réglables par le biais de boutons pressions, permettant ainsi d'effectuer des transfusions sanguines ainsi que des prises de sang tout en s'adaptant à la taille des patients.

Spécificités :

- Commande manuelle
- Dossier et jambière réglables
- Coussin de tête combiné ou indépendant
- Structure facile à nettoyer
- Sellerie à bourrelets
- Equipé de 4 roulettes
- Positions déclive et procliv

Dimensions :

- Divan : L. 1760 x l. 760 x H. 610/760 mm
 - Dossier : L. 850 x l. 580 mm.
 - Assise : L. 490 x l. 580 mm.
 - Jambière : L. 390 x l. 580 mm
-
- Capacité : 220kg

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**