


TEST DE CADET ENFANT VISION DE PRÈS DÉPISTAGE PÉDIATRIQUE MC2 - présentation à 33 cm

Référence 00463



Prix du produit :

169,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **test de cadet enfant vision de près MC2** permet un contrôle de l'acuité de près à **33 cm** avec des supports progressifs adaptés à l'enfant : images, chiffres puis texte. Son **curseur à fenêtre** guide la lecture ligne par ligne lors du dépistage visuel pédiatrique.

33 cm • À partir de 2 ans ½ • Images, chiffres et texte • Curseur à fenêtre

Description du produit :

Test de cadet enfant vision de près, lecture adaptée par âge

Ce test sensoriel de vision de près est conçu pour repérer les troubles de lecture et d'acuité chez l'enfant. Le **test de cadet enfant vision de près** s'utilise à **33 cm** avec des supports évolutifs selon l'âge.

Dès **2 ans ½**, l'évaluation peut débuter à l'aide d'images. Entre **4 et 5 ans**, l'enfant identifie des chiffres, puis la lecture d'un texte enfant devient possible à partir de **6 ans**. Le curseur à fenêtre aide à cibler uniquement la ligne à lire.

Ce format convient aux bilans visuels réalisés en consultation comme en dépistage organisé. Idéal pour les pédiatres, médecins généralistes, orthoptistes, ophtalmologistes, médecins scolaires et centres PMI.

Points forts

- **Distance de contrôle fixe** : présentation à **33 cm** pour réaliser un test de vision de près avec un repère constant.
- **Progression selon l'âge** : images, chiffres puis texte enfant permettent d'ajuster le support au niveau de lecture.
- **Utilisation précoce** : les images sont exploitables à partir de **2 ans ½** pour un premier dépistage.
- **Curseur à fenêtre intégré** : il masque les lignes voisines et favorise la concentration pendant l'examen.
- **Repères d'étalonnage CADET** : graduation C4, C3, C2 avec correspondance P4, P3, P2 de l'échelle de lecture de près de Parinaud pour adultes.
- **Emploi polyvalent** : adapté au cabinet de pédiatrie, à la médecine scolaire, à la PMI, à l'ophtalmologie, à l'orthoptie et à la médecine générale.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Test d'acuité visuelle de près pour enfant

Utilisation : Dépistage visuel pédiatrique

Distance de présentation : 33 cm

Public : Enfants

Âge d'utilisation : À partir de 2 ans ½ selon le support

Supports de lecture : Images, chiffres, texte enfant

Lecture chiffrée : Enfants de 4 à 5 ans

Lecture de texte : À partir de 6 ans

Étalonnage : C4, C3, C2

Correspondance : P4, P3, P2 de l'échelle de lecture de près de Parinaud pour adultes

Accessoire intégré : Curseur à fenêtre

Contextes d'usage : Cabinet de pédiatrie, médecine générale, médecine scolaire, PMI, ophtalmologie, orthoptie

Garantie : 2 ans

Marque : MC2

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour améliorer les conditions d'observation, les lampes d'examen apportent un éclairage adapté pendant le contrôle visuel. En consultation, les divans pédiatriques facilitent l'installation de l'enfant, tandis que la gamme visite à domicile aide au transport du matériel hors cabinet.