

TABLE D'EXAMEN ELECTRIQUE BOBATH

Référence 10801

Prix du produit :

2 494,42 € taxe inclu



Description brève du produit :

Description du produit :

Table à élévation électrique de 510 à 910 mm.

- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Mousse assise densité 28 kg/m3.
- Moteur classe II.
- Hors tt: L. 2000 × l. 1200 × H. 510/910 mm.
- Poids du divan: 110 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**