

TABLE PÉDIATRIQUE ÉLECTRIQUE ECOPOSTURAL 2 PLANS - 2 SECTIONS C3548

Référence 14058



Prix du produit :

2 158,33 € taxe inclu

Description brève du produit :

D'un format adapté aux enfants et aux adolescents, ce **divan d'examen électrique** est une **table pédiatrique** dont la hauteur se règle facilement grâce à une pédale à moteur. Choisissez votre couleur parmi plus de 20 coloris de sellerie et équipez votre cabinet de ce mobilier **Ecopostural** à longue durée de vie !

Description du produit :

Table pédiatrique 2 plans (2 sections) ECOPOSTURAL 2 PLANS - 2 SECTIONS C3548 M40 T07

- Variation de la hauteur : 58-87 cm
- Élévation verticale avec déplacement latéral
- Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C
- Pieds arrondis, avec roulettes encastrées pour éviter des accrocs, fabriqués en polypropylène haute résistance.
- Roulettes escamotables actionnement par pédale. Ces roulettes sont uniquement pour le déplacement à vide (nettoyage etc.), elles ne sont pas faites pour le transport des patients
- Système de réglage de la hauteur par pédale avec moteur
- Réglage du plateau dossier par compas de relevage (crémaillère)
- T07: Tête avec cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus
- Sellerie standard: mousse de polyuréthane de 5 cm d'épaisseur et soutien II-Équilibré

- Charge maximale admissible:135 Kg
- Simili cuir ignifuge de catégorie M2
- Dimensions standard : 62 x 140 cm (M40)
- coloris disponibles selon nuancier
- PRODUIT CE - 3 ANS DE GARANTIE

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**