

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE GYNÉCOLOGIQUE T19 ECOPOSTURAL

Référence 14060



Prix du produit :

2 422,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **fauteuil électrique de gynécologie T19** intègre un moteur électrique permettant la descente et l'élévation de l'assise de 58 à 87 cm. Pour contrôler aisément la variation de la hauteur du fauteuil, le praticien médical dispose d'une pédale de commande.

Description du produit :

Fauteuil de gynécologie électrique Ecopostural Spécialités 3 Plans 7 Sections C3565

La taille de ce **fauteuil gynécologique** est réglable entre 58 et 87 cm de hauteur et peut soutenir jusqu'à 135kg. Pour le confort du patient, ce fauteuil gynécologique possède un repose-pieds articulé, réglable en hauteur et amovible, un jeu d'accoudoir fixe, un coussin cervical de série (A4434) et un plateau pieds amovible.

Le fauteuil se règle facilement avec une pédale à moteur pour la hauteur et à l'aide d'un pommeau/poignée pour régler les plateaux pieds et par vérin à gaz pour régler le dossier et plateau central.

- Table 3 plans (7 sections)
- Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C.
- Pieds arrondis, avec roulettes encastrées pour éviter des accrocs, fabriqués en polypropylène haute résistance.
- Roulettes escamotables actionnement par pédale. Ces roulettes sont uniquement pour le déplacement à vide (nettoyage etc.); elles ne sont pas faites pour le transport des patients

- T19: Dossier sans cavité visage
- Protection jambière de série (A4458)
- Cuvette de 15 x 30 x 4 cm en acier inoxydable et amovible
- Largeur : 62 cm
- Longueur : Moins de 185cm
- Sellerie standard: mousse de polyuréthane de 5 cm d'épaisseur et soutien II-Équilibré
- Simili cuir ignifuge de catégorie M2
- 22 coloris disponible

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

Réglage des plateaux :

- Tête / Dossier hydraulique
- Partie centrale hydraulique
- Partie jambes manuelle

PRODUIT CE - 3 ANS DE GARANTIE