

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT ÉLECTRIQUE ECOPOSTURAL C3569

Référence 14061



Prix du produit :

1 984,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

Fauteuil de prélèvement électrique Ecopostural (5 sections) C3569 M41 T19

- Variation de la hauteur : 58-87 cm
- Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C
- Pieds arrondis, avec roulettes encastrées pour éviter des accrocs, fabriqués en polypropylène haute résistance.
- Roulettes escamotables actionnement par pédale. Ces roulettes sont uniquement pour le déplacement à vide (nettoyage etc.), elles ne sont pas faites pour le transport des patients
- Système de réglage de hauteur par pédale avec moteur
- Réglage des plateaux: dossier et plateau central par vérin à gaz, plateau pieds par pommeau / poignée
- T19: Dossier sans cavité visage
- Coussin cervical inclus de série (A4434)
- Repose-bras articulés, réglables en hauteur et amovibles
- Protection jambière de série (A4458)
- Sellerie standard: mousse de polyuréthane de 5 cm d'épaisseur et soutien II-Équilibré
- Charge maximale admissible: 135 Kg

- Simili cuir ignifugé de catégorie M2
- 22 coloris disponible

Le dossier tête de la version standard ne dispose pas d'un trou visage avec bouchon (**T19 Standard**).

Option :

T18- Dossier tête AVEC trou visage avec bouchon inclus sur commande

PRODUIT CE - 3 ANS DE GARANTIE

Couleur à indiquer lors de la saisie de commande.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**