

CHAISE DE MASSAGE CERVICALE T2701

Référence 14079



Prix du produit :

457,30 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **chaise de massage T2701** est conçue pour les thérapies manuelles et les massages. Sa structure en aluminium la rend légère et adaptée aux particuliers qui souhaitent l'utiliser à domicile et aux masseurs professionnels.

Description du produit :

Chaise de massage cervicale T2701 Modèle pliant et très léger, en aluminium.

Appui facial réglable en hauteur et en inclinaison.

Coussin thoracique mobile et une assise réglable en hauteur.

Écartement réglable. Appui bras réglable en inclinaison.

Idéal pour tout type de traitement du dos : le massage, le shiatsu, l'acupuncture, le reiki, etc...

- Châssis alu / Hauteur 90 à 110 cm
- Revêtement en PVC haute qualité
- Poids : 9 kg / Dim. pliée: 144 x 55 x 30 cm.
- Charge maximale : 135 kg
- Facilement pliable pour le domicile
- Livré avec sangle de transport
- 6 points de réglage
- Sac de transport à roulettes en option.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la**

livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.

Garantie 3 ans. CE