

TABLE DE MASSAGE OSTÉOPATHIE C5546 2 SECTIONS

Référence 14212



Prix du produit :

1 818,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Plus particulièrement conçue pour les ostéopathes avec notamment sa tête réglable à cavité rectangulaire, cette **table de massage 2 sections** bénéficie de la garantie qualité de fabrication française de la marque **Ecopostural**, et d'une large gamme de coloris au choix !

Description du produit :

Table de massage ostéopathie Ecopostural - C5546 2 sections à hauteur variable.

Caractéristiques :

- Table électrique technique 2 sections.
- Dossier avec trou facial.
- Proclive à 50° // Declive 40° par un système de vérin à gaz.
- Dimensions standard : 50 x 188 cm (M14).
- Variation de la hauteur : 48 x 91 cm.
- Élévation verticale avec déplacement latéral.
- Structure en tube d'acier laqué blanc époxy cuite au four à 250°.
- Pieds de diamètre 70 mm avec vis de compensation de sol antidérapantes.
- Roulettes escamotables, actionnement par pédale (déplacement à vide).
- Réglage de la hauteur par système périphérique avec moteur.
- Réglage du plateau tête par vérin à gaz.
- Tête avec cavité visage rectangulaire et bouchon inclus.
- Sellerie standard : mousse de polyuréthane de 5 cm d'épaisseur.

- Charge maximale admissible : 175 kg
- Simili cuir ignifugé de catégorie M2.
- Dimensions : L 188 cm x l 50 cm x H 48 à 91 cm
- Poids : 76 kg - poids maximum 175 kg
- Garantie 3 ans. CE.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**