

TABLE ÉLECTRIQUE CISEAUX 2 PLANS T13 62X188

Référence 15672



Prix du produit :

2 095,25 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **divan électrique bielle blanche Ecopostural** est disponible avec ou sans roulettes et tête hydraulique. Choisissez parmi les 22 coloris la table d'examen la plus adaptée à vos besoins de kinésithérapie, ostéopathie...

Description du produit :

Table d'examen électrique ciseaux 2 plans (2 sections) Ecopostural.

Variation de la hauteur : 47-90 cm.

Élévation verticale avec déplacement latéral.

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C.

Pieds de 70 mm de diamètre avec vis de compensation de sol antidérapantes.

Roulettes escamotables actionnement par pédale. Ces roulettes sont uniquement pour le déplacement à vide (nettoyage etc.), elles ne sont pas faites pour le transport des patients.

Système de réglage de la hauteur par système périphérique avec moteur.

T13 : Dossier avec cavité visage en forme de goutte et bouchon.

Sellerie standard : mousse de polyuréthane de 5 cm d'épaisseur et soutien II-Équilibré.

Charge maximale admissible : 200 Kg.

Simili cuir ignifugé de catégorie M2.

Moteur électrique.

Largeur : 62 cm

Longueur : entre 185 et 198 cm

Accoudoirs rabattables

Options disponibles :

- Porte rouleau de drap d'examen Réf. 13518

- Tête Hydraulique

coloris selon nuancier

PRODUIT CE - 3 ans de garantie.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**