

TABLE ÉLECTRIQUE CISEAUX BLANC MULTIFONCTION

Référence 14073

Prix du produit :

2 273,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **table électrique ciseaux blanc multifonction** peut supporter jusqu'à 175 kg et accueillir une personne entre 185 et 198 cm.



Description du produit :

Table électrique ciseaux blanc multifonction s'utilise en physiothérapie, kinésithérapie respiratoire, ostéopathie, chiro-massage, chiropraxie, réflexologie, RPG et pour le drainage postural.

- Réglage de la hauteur : moteur électrique
- Mécanisme : périphérique
- Type : multi-fonction
- Structure : ciseaux blanc
- Largeur : 50 cm
- Longueur entre 185 et 198 cm
- Accoudoirs : rabattables large
- Charge maximale recommandée : 175 kg
- Epaisseur de la mousse : 5 cm
- Soutien de mousse : III - ferme
- Tête / Dossier : hydraulique
- Central : Hydraulique
- Jambes : Hydraulique

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**