

TABLE ÉLECTRIQUE CISEAUX BLANC SPÉCIALITÉS T13 62X200CM ECOPOSTURAL

Référence 14072



Prix du produit :

2 367,25 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **table d'examen électrique ciseaux blanc spécialités** de chez Ecopostural est parfaite pour des examens en gynécologie ou en médecine générale. Sa structure supporte jusqu'à 175kg et elle mesure plus de 198 cm.

Description du produit :

La hauteur de la **table d'examen électrique ciseaux blanc spécialités** Ecopostural se règle avec un moteur.

- Réglage de la hauteur : Moteur électrique
- Mécanisme : Périphérique
- Structure : Ciseaux Blanc
- Largeur : 62 cm
- Longueur : plus de 198 cm
- Accoudoirs : sans accoudoirs
- Charge maximale : 175 kg
- Epaisseur de la mousse : 5 cm
- Soutien de mousse : II - Equilibré
- Tête / Dossier : hydraulique
- Central : manuel
- Jambes : manuel
- Jambières : oui

Cette table d'examen électrique Ecopostural est adaptée pour des examens, la gynécologie, les massages et la médecine générale.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**