

TABLE ÉLECTRIQUE BIELLE BLANCHE SPÉCIALITÉS T13 62X200CM

Référence 14071



Prix du produit :

2 312,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Avec cette **table d'examen électrique bielle blanche spécialités Ecopostural**, réalisez vos examens gynécologiques ou de médecine générale.

Cette **table d'examen électrique** mesure plus de 193 cm et peut accueillir une charge maximale de 175 kg.

Description du produit :

La **table d'examen électrique bielle blanche spécialités Ecopostural** peut accueillir des patients de toute taille et pesant jusqu'à 175 kg (charge recommandée).

Hauteur réglable entre 47 et 90 cm du sol avec le moteur électrique de la table d'examen.

4 roues pour déplacer la table facilement.

- Réglage de hauteur : moteur électrique
- Mécanisme : Périphérique
- Structure : Bielle blanche
- Longueur : plus 198 cm
- Largeur : 62 cm
- Accoudoirs : Non
- Roues : 4
- Charge maximale : 175 kg
- Epaisseur de la mousse : 5 cm

- Soutien de mousse : II - Équilibré
- Tête / Dossier : hydraulique
- Central : hydraulique
- Jambes : manuel

Cette **table d'examen électrique Ecopostural** peut s'utiliser en médecine générale, pour faire des examens, une consultation gynécologique ou encore pour des massages.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**