

TABLE GYNÉCOLOGIQUE ÉLECTRIQUE 62CM

Référence 13093



Prix du produit :

1 614,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fauteuil de gynécologie électrique Largeur 62cm avec réglage de la hauteur, du dossier et de la position pro/déclive par commande manuelle. Jambières gynécologiques, plateau en acier inoxydable amovible, accoudoirs escamotables afin de faciliter l'accès latéral, coussin cervical ergonomique et porte-rouleaux compris.

Description du produit :

Table gynécologique électrique

- Fauteuil d'examen au design élégant gynécologique à hauteur électrique réglable par commande manuelle.
- Porte rouleau de draps.
- Trendelenburg compensé.
- Jambières gynécologiques.
- Plateau en acier inoxydable amovible sous le siège.
- Dossier relevable/inclinable par leviers.
- Jambière relevable/inclinable par leviers.
- Repose-tête réglable en hauteur.
- 1 niveleur ajustable pour éviter les petites pentes.

- Le moteur/les moteurs se conforment aux normes de sécurité européenne
- Structure en tube d'acier recouvert de poussière époxy
- Élévation de 54 à 88 cm.
- 62 cm de largeur
- Coloris piètement blanc

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

Sellerie suivant nuancier

Garantie 3 ans. CE.