

FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE À HAUTEUR FIXE

Référence 13102



Prix du produit :

913,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Fauteuil Gynécologique à Hauteur Fixe** est un fauteuil d'examen fixe 3 plans de hauteur 80 cm. Ce fauteuil est destiné à l'examen gynécologique et il est fourni avec : Jambières gynécologiques, plateau en acier inoxydable amovible, accoudoirs escamotables afin de faciliter l'accès latéral et coussin cervical ergonomique.

Description du produit :

Fauteuil de gynécologie à hauteur fixe au design élégant.

- Jambières gynécologiques.
- Dossier relevable et inclinable par leviers.
- Repose-tête réglable en hauteur.
- Plateau amovible en acier inoxydable.
- Charge maximale : 200 kg.
- Dim : L 160 x l 65 x H 78 cm.
- Largeur sellerie : 56 cm.
- Coloris piètement blanc.
- Sellerie suivant nuancier
- Garantie 2 ans (hors sellerie).CE

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**