

TABLE ÉLECTRIQUE 4 PLANS JAMBIÈRES INDEPENDANTES PLUS ROULETTES

Référence 17290

Prix du produit :

2 268,15 € taxe inclu

Description brève du produit :



Description du produit :

Table électrique multifonctionnelle en 4 plans avec jambières indépendantes extra longs, bouchon facial et roulettes escamotables.

- Tête avec trou et bouchon facial
- Dossier Réglable
- Jambières indépendantes réglables
- Trou visage
- Commande manuelle 1
- Bouchon facial
- Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
- Produit CE.
- Structure à 2 colonnes
- Poids supporté 180 kg
- Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
- Moteur Électrique
- Vérin à gaz : Jambières indépendantes et Dossier
- Hauteur Réglable
- Roulettes Escamotables par une seule pédale

- Roulettes doubles de Ø 50 mm

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**