

# TABLE ÉLECTRIQUE 6 PLANS JAMBIERES INDEPENDANTES PLUS ROULETTES

Référence 17291

Prix du produit :

**3 079,15 € taxe inclu**

Description brève du produit :



## Description du produit :

Table électrique multifonctionnelle en 6 plans avec jambières indépendantes articulées au niveau du genou, bouchon facial et roulettes escamotables.

- Tête avec trou et bouchon facial
- Position pro/déclive en négatif
- Jambières indépendantes articulées au niveau du genou
- Trou visage
- Commande manuelle 1
- Bouchon facial
- Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
- Produit CE
- Structure à 2 colonnes
- Poids supporté : 180 kg
- Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
- Moteur Électrique
- Vérin à gaz Jambières indépendantes articulées au niveau du genou et Dossier
- Réglable
- Dossier escamotable et inclinable

- Escamotables par une seule pédale
- Roulettes doubles de Ø 50 mm

**\* Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**