

FAUTEUIL DE PODOLOGIE AVEC DEUX MOTEURS

Référence 17287



Prix du produit :

2 974,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

Fauteuil électrique de podologie avec 2 moteurs pour le réglage de la hauteur et du dossier par commande manuelle. Accoudoirs métalliques réglables 180°, jambières indépendantes extensibles et coussin cervical ergonomique compris. Position de Trendelenburg compensé.

- Dossier Réglable
- Accoudoirs escamotables à 90° (métalliques et tapissés)
- Jambières indépendantes et extensibles
- Coussin ergonomique pour le dossier
- Commande manuelle 2
- Trendelenburg compensé
- Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
- Produit CE
- Structure à 1 colonne
- Poids supportés : 180 kg
- Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
- Moteur électrique
- Nombre de moteurs : 2
- Jambières indépendantes et extensibles

- Vérin à gaz : Dossier
- Hauteur réglable

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**