

# FAUTEUIL DE PODOLOGIE A HAUTEUR FIXE

Référence 17288



Prix du produit :

**815,15 € taxe inclu**

Description brève du produit :

## Description du produit :

Fauteuil de podologie à hauteur fixe. Jambières indépendantes extensibles, accoudoirs escamotables afin de faciliter l'accès latéral et coussin cervical ergonomique compris.

- Dossier Réglable
- Accoudoirs escamotables à 90°
- 4 patins réglables pour inégalités du sol
- Jambières indépendantes et extensibles
- Coussin ergonomique pour le dossier
- Produit CE
- Structure à 1 colonne
- Poids supportés : 180 kg
- Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
- Sans Moteur
- Système de leviers : Jambières indépendantes et extensibles
- Hauteur Fixe

**\* Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

