

FAUTEUIL HYDRAUyLIQUE PODOLOGIE ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES

Référence 17289



Prix du produit :

1 639,65 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

Fauteuil hydraulique de podologie avec réglage de la hauteur motorisé. Accoudoirs métalliques escamotables 90°, jambières indépendantes extensibles et coussin cervical ergonomique compris. Position de Trendelenburg compensé.

- Dossier Réglable
- Accoudoirs escamotables à 90° (métalliques et tapissés)
- Jambières indépendantes et extensibles
- Coussin ergonomique pour le dossier
- Trendelenburg compensé
- Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
- Produit CE
- Structure à 1 colonne
- Poids supportés : 180 kg
- Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
- Moteur Hydraulique
- Système de leviers : Jambières indépendantes et extensibles
- Dossier Vérin à gaz
- Hauteur Réglable

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**