


AIGUILLES BALLET K5-K6 POUR ÉPILATION ÉLECTROLYSE PRÉCISE - boîte de 50 aiguilles, inox ou isolée

Référence 00467



Prix du produit :

64,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **aiguilles d'épilation Ballet K5-K6** **BALLET** sont conçues pour l'électrolyse avec une pointe **arrondie et fuselée** et une surface lisse favorisant un geste précis. Présentées en **boîte de 50 aiguilles**, elles répondent aux besoins des usages professionnels en institut et en cabine. Existe en plusieurs versions.

Pointe Arrondie Et Fuselée • Surface Lisse •
Électrolyse Professionnelle • Boîte De 50

Description du produit :

Aiguilles d'épilation Ballet K5-K6, pour un travail minutieux

Ces aiguilles d'épilation sont destinées aux actes d'électrolyse demandant régularité et finesse de manipulation. Les **aiguilles d'épilation Ballet K5-K6** associent une pointe nette à une finition lisse pour accompagner l'insertion jusqu'à la base du follicule.

Leur profil **arrondi et fuselé** contribue à un repérage plus constant de l'entrée folliculaire. Cette conception convient particulièrement aux zones nécessitant une approche précise pendant la séance.

Idéal pour les électrologistes, centres esthétiques, cabinets de dermatologie esthétique et professionnels de l'épilation électrique. Le conditionnement en **boîte de 50** facilite l'organisation du poste de travail au quotidien.

Points forts

- **Pointe précise** : sa définition nette aide à cibler l'entrée du follicule lors des gestes techniques demandant de la minutie.
- **Forme arrondie et fuselée** : cette géométrie accompagne une progression plus fluide dans le canal folliculaire au cours de l'électrolyse.
- **Surface lisse** : la finition unie favorise un glissement régulier et participe à la stabilité du geste pendant l'utilisation.
- **Version K5-K6** : cette référence répond aux attentes des professionnels recherchant une aiguille adaptée à un travail ciblé.
- **Boîte de 50 aiguilles** : un format pratique pour les usages répétés en cabine, avec une gestion simple du consommable.
- **Inox ou isolée** : permet de sélectionner la version la plus adaptée selon les habitudes de pratique et le besoin du client/patient.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Aiguilles d'épilation

Modèle : K5-K6

Marque : Ballet

Utilisation : Épilation électrique par électrolyse

Pointe : Arrondie et fuselée

Surface : Unie et lisse

Conditionnement : Boîte de 50 aiguilles

Utilisation : Usage unique

Destination : Usage professionnel et stérile

Fabrication : Made in France

Garantie : 2 ans

Modèles : K5 isolée 0,125 mm, 19 mm ; K5 Inox, 0,125 mm, 19 mm ; K6 isolée, 0,150 mm ; K6 Inox, 0,150 mm, 19 mm

Classe DM/EPI : DM IIa

Normes & sécurité

Classe DM/EPI : DM IIa

Lire attentivement la notice avant utilisation

Usage : Usage unique - Ne pas réutiliser !

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour sécuriser l'élimination après usage, les collecteurs d'aiguilles sont adaptés aux consommables piquants. Les gants latex accompagnent la préparation du geste, tandis que l'alcool médical s'intègre aux protocoles de préparation de zone en cabinet.