

AIGUILLES BALLET TYPE F POUR ÉPILATION PRÉCISE - boîte de 50, inox isolée ou gold

Référence 00516

Prix du produit :

64,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les aiguilles d'épilation **BALLET** type **F** sont conçues pour les gestes d'électrolyse demandant de la précision. **Stériles**, à **usage unique** et conditionnées en **boîte de 50**, elles conviennent à un usage professionnel en version inox, isolée ou gold. Existe en plusieurs modèles.

Stérile • Usage unique • Type F • Boîte de 50

Description du produit :

Aiguilles BALLET type F, pour l'électrolyse professionnelle

Ces aiguilles d'épilation **BALLET** de type **F** sont destinées aux séances d'épilation électrique exigeant un travail précis et constant. Elles sont stériles, à usage unique, et présentées en boîte de 50 pour accompagner l'activité quotidienne.

Le format type **F** répond aux besoins des praticiens qui interviennent sur des zones ciblées avec un geste minutieux. Ce conditionnement permet de préparer simplement les séances successives au cabinet.

Idéal pour les cabinets d'esthétique, centres médico-esthétiques, dermatologues et praticiens spécialisés en électrolyse.

Points forts



- **Stériles** : chaque aiguille est fournie stérile, pour s'intégrer aux protocoles de préparation des actes techniques.
- **Usage unique** : une utilisation sur une seule séance simplifie l'organisation entre deux patients et le renouvellement du consommable.
- **Type F** : ce modèle est adapté aux interventions d'électrolyse qui nécessitent une bonne précision sur des zones localisées.
- **Boîte de 50** : ce conditionnement convient à une utilisation professionnelle régulière et facilite la gestion des stocks.
- **Trois finitions disponibles** : inox, isolée ou gold, pour sélectionner la version adaptée aux habitudes de travail du praticien.
- **Usage professionnel** : pensé pour les environnements esthétiques et médico-esthétiques où la régularité du geste est essentielle.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Aiguilles d'épilation électrique

Modèle : Type F

Marque : BALLET

Utilisation : Usage professionnel et unique

Stérilisation : Oui

Conditionnement : Boîte de 50 aiguilles

Destination : Électrolyse / épilation électrique

Garantie : 2 ans

Modèles : F2 inox 0,055 mm ; F2 isolée 0,055 mm ; F2 gold 0,055 mm ; F3 inox 0,075 mm ; F3 isolée 0,075 mm ; F3 gold 0,075 mm ; F4 inox 0,10 mm Ø 0,004 ; F4 isolée 0,10 mm Ø 0,004 ; F4 gold 0,10 mm Ø 0,004 ; F5 inox 0,125 mm ; F5 isolée 0,125 mm ; F5 gold 0,125 mm

Fabrication : Made in France

Classe DM/EPI : DM IIa

Normes & sécurité

Classe DM/EPI : DM IIa

Lire attentivement la notice avant utilisation

Usage : Usage unique - Ne pas réutiliser !

Des produits complémentaires à découvrir

Pour la gestion des consommables après utilisation, les collecteurs d'aiguilles sont adaptés à l'élimination des déchets piquants. L'alcool médical peut être utile pour la préparation de la zone, tandis que les gants nitriles complètent l'équipement de protection au poste de travail.