

AIGUILLES BALLET K3-K4 POUR ÉPILATION ÉLECTRIQUE PRÉCISE - boîte de 50 aiguilles, inox isolée ou gold

Référence 00491



Prix du produit :

64,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **aiguilles d'épilation Ballet K3-K4** associent une **pointe bien définie** à une surface lisse pour accompagner un geste régulier en électrolyse. **Stériles**, à usage unique et proposées en **boîte de 50 aiguilles**, elles conviennent au travail précis du follicule. Existe en plusieurs versions.

Stérile • Usage unique • Pointe lisse et fuselée • Boîte de 50

Description du produit :

Aiguilles d'épilation Ballet K3-K4, maîtrise du geste en électrolyse

Ces aiguilles d'épilation **Ballet K3-K4** sont destinées à l'épilation électrique par électrolyse. **Stériles** et prévues pour un **usage unique**, elles favorisent une progression précise dans le follicule jusqu'à sa base.

Leur extrémité nette, à la fois arrondie et fuselée, est associée à une finition homogène et lisse. Cet ensemble contribue à une insertion régulière et à une manipulation plus fluide pendant le soin.

Idéal pour les électrologistes, centres d'épilation électrique, cabinets esthétiques et professionnels réalisant des soins d'électrolyse. Le conditionnement en **boîte de 50 aiguilles** s'intègre facilement à l'organisation du poste.

Points forts

- **Stériles et à usage unique** : chaque aiguille est prête à l'emploi, ce qui simplifie la préparation et limite les manipulations avant la séance.
- **Pointe bien définie** : elle aide au repérage précis de l'entrée du follicule pour un travail ciblé lors de l'électrolyse.
- **Profil arrondi et fuselé** : cette conception accompagne une insertion plus progressive et un geste plus maîtrisé.
- **Surface unie et lisse** : la glisse est plus régulière au cours de l'utilisation, pour une progression fluide jusqu'à la base du follicule.
- **Déclinaison K3-K4** : plusieurs versions sont proposées afin de s'adapter aux habitudes de travail et aux protocoles du praticien.
- **Boîte de 50 aiguilles** : un format pratique pour préparer les soins et maintenir un stock adapté en cabine ou en institut.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Aiguilles d'épilation électrique

Modèle : K3-K4

Marque : Ballet

Utilisation : Usage professionnel unique

Stérilisation : Oui

Forme de pointe : Pointe bien définie, arrondie et fuselée

Finition : Surface unie et lisse

Usage : Épilation électrique par électrolyse

Conditionnement : Boîte de 50 aiguilles

Modèles : K3 Inox, Ø 0,075 mm, 19 mm ; K3 Isolée Ø 0,075 mm, 19 mm ; K3 Gold Ø 0,075 mm, 19 mm ; K4 Inox, Ø 0,10 mm, 0,004 mm ; K4 isolée Ø 0,10 mm 0,004 mm ; K4 gold Ø 0,10 mm , 0,004 mm

Fabrication : Made in France

Classe DM/EPI : DM IIa

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe DM/EPI : DM IIa

Lire attentivement la notice avant utilisation

Usage : Usage unique - Ne pas réutiliser !

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre organisation, les collecteurs d'aiguilles permettent l'élimination des consommables piquants après usage. Les gants latex participent à l'hygiène de préparation, tandis que l'alcool médical accompagne les protocoles de nettoyage du matériel et de la zone concernée.

LL/26