

# AIGUILLES D'ÉPILATION K2 PRÉCISION ÉLECTROLYSE BALLET - boîte de 50 aiguilles

Référence 00470



Prix du produit :

**64,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Aiguilles d'épilation K2 BALLET** conçues pour l'électrolyse professionnelle, avec un diamètre de **0,055 mm** pour un travail fin et régulier. **Boîte de 50** aiguilles stériles à usage unique, disponibles en inox, plaquée or ou isolée. Existe en plusieurs matériaux.

CE • Stériles • Usage unique • Boîte de 50

## Description du produit :

### Aiguilles d'épilation K2, finesse et maîtrise du geste

Ces aiguilles d'épilation sont prévues pour les actes d'électrolyse réalisés en cadre professionnel. Les **aiguilles d'épilation K2 BALLET** sont **stériles**, à **usage unique**, avec un diamètre de **0,055 mm** adapté aux interventions de haute précision.

Leur pointe micro-polie à bout arrondi facilite l'insertion dans le follicule et contribue à une manipulation fluide lors des séances répétées. Le format K2 convient particulièrement aux zones délicates où la stabilité du geste est essentielle.

Le courant est conduit sur toute la longueur de l'aiguille. Idéal pour les cabinets esthétiques, électrologistes et cabinets dermatologiques.

## Points forts

- **Diamètre 0,055 mm** : permet un travail très précis sur les zones fines demandant une grande justesse d'insertion.

- **Stériles et à usage unique** : adaptées à une utilisation professionnelle avec limitation du risque de contamination croisée entre deux séances.
- **Pointe micro-polie arrondie** : favorise une introduction plus aisée dans le follicule et une manipulation plus régulière.
- **Conduction sur toute la longueur** : répond aux besoins de l'électrolyse avec une utilisation conforme aux pratiques du cabinet.
- **Compatibles manches type K et type F** : s'intègrent facilement à l'équipement utilisé par les professionnels.
- **Inox, plaquée or ou isolée** : plusieurs finitions disponibles pour sélectionner le modèle approprié à l'usage recherché.

### Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Aiguille d'épilation électrique

**Modèle** : K2

**Diamètre** : 0,055 mm

**Lot** : 50 pièces

**Conditionnement** : Boîte de 50 aiguilles

**Modèles** : Inox, plaquée or ou isolée

**Utilisation** : Usage unique

**Fonctionnement** : Manuel, électrolyse

**Compatibilité** : Manches type K et type F

**Fabrication** : Made in France

**Marque** : BALLET

**Fabricant** : Ballet Technologies

**Stérilisation** : Oui

**Classe DM/EPI** : DM IIa

**Garantie** : 2 ans

### Normes & sécurité

**Conformité** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser vos séances dans de bonnes conditions, les gants nitriles participent à l'hygiène du poste. Les lampes loupe aident à visualiser les zones de travail avec précision. Pensez aussi aux accessoires Aiguilles pour compléter votre matériel.

