

COMPRESSES NON-TISSÉES STÉRILES MEDI'SOFT 4 PLIS MEDICLINIC - boîte de 100

Référence 01788



Prix du produit :

4,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **compresse**s non-tissées stériles **MEDI'SOFT MEDICLINIC** offrent une texture douce, **4 plis** et peu adhérente, adaptée au nettoyage comme au recouvrement des zones fragiles. En **boîte distributrice de 100 pièces**, elles sont conçues pour le soin à usage unique. Existe en plusieurs tailles.

Stérile • CE • 4 Plis • Boîte de 100

Description du produit :

Compresses **MEDI'SOFT**, stérilité et confort pour les soins

Ces compresse

s stériles sont destinées au nettoyage et à la protection des plaies sensibles. Les **compresse**s non-tissées stériles **MEDI'SOFT MEDICLINIC** se distinguent par leur conception **4 plis**, leur contact doux et leur caractère **usage unique**.

Le mélange de viscose et de polyester apporte une absorption efficace tout en restant agréable au contact cutané. Leur faible adhérence aide à manipuler la compresse avec plus de confort lors des soins courants.

Idéal pour les cabinets médicaux, infirmiers libéraux, centres de soins, EHPAD et établissements de santé. La présentation en boîte distributrice facilite l'organisation du poste de soin au quotidien.

Points forts

- **Présentation stérile** : convient aux gestes nécessitant un niveau d'hygiène adapté pour le soin et le recouvrement des plaies sensibles.
- **Matière non tissée** : procure un toucher plus souple et plus doux, pour un contact cutané mieux toléré pendant l'utilisation.
- **Conception 4 plis** : améliore la tenue de la compresse lors de la manipulation et participe à une absorption efficace.
- **Peu adhérente** : limite l'accroche sur la zone concernée, ce qui rend le retrait plus confortable.
- **Boîte distributrice** : permet un accès rapide aux compresses et simplifie l'organisation entre deux soins.
- **Formats variés** : aide à choisir une compresse adaptée à la surface à couvrir sans surmultiplier les références.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Compresses non-tissées stériles

Marque : MEDICLINIC

Gamme : MEDI'SOFT

Structure : Non-tissé

Composition : Fibres de viscose et polyester

Grammage : 40 g/m²

Épaisseurs : 4 plis

Couleur : Blanc

Propriété : Peu adhérentes

Boîte distributrice : Oui

Utilisation : Usage unique

Formats disponibles : 5 x 5 cm, 7,5 x 7,5 cm, 10 x 10 cm

Conditionnement : 50 sachets pelables de 2 compresses

Lot : 100 pièces

Stérilisation : Oui

EAN : 3760097202752

Garantie : 2 ans

Dimensions : 5 x 5 cm ; 10 x 10 cm ; 7.5 x 7.5 cm

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préparer le soin, le sérum physiologique permet un nettoyage doux de la zone concernée. Les sparadraps médicaux sont utiles pour maintenir la compresse. Lors des gestes aseptiques, les gants stériles complètent utilement l'équipement.

LL/26