

ÉLECTRODES ECG RONDES PRÉGÉLIFIÉES BOUTON PRESSION MEDICLINIC - sachet de 50

Référence 00441



Prix du produit :

6,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes ECG rondes pré-gélifiées MEDICLINIC** combinent gel conducteur solide, support mousse et raccord **bouton pression** pour une mise en place simple et un contact régulier. Format **37 x 42 mm**, **usage unique**, sans latex ni PVC, adaptées à l'ECG diagnostique et au monitoring.

CE • Classe I • Usage unique • Sachet de 50

Description du produit :

Électrodes ECG MEDICLINIC, pose simple pour examens et surveillance

Ces électrodes ECG sont conçues pour les enregistrements cardiaques réalisés au quotidien. Les **électrodes ECG rondes pré-gélifiées MEDICLINIC** réunissent un gel solide, un support en mousse et une connexion bouton pression pour une utilisation pratique avec le matériel compatible. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, cliniques, EHPAD et infirmiers libéraux.

Leur dimension **37 x 42 mm** convient aussi bien à l'ECG diagnostique qu'au monitoring. La forme ronde et le système pré-gélifié permettent de préparer rapidement l'examen avant le branchement.

Destinées à un **usage unique**, elles intègrent un adhésif hypoallergénique et une composition **sans latex ni PVC**. Elles répondent ainsi aux besoins courants des postes de soins pour une

pose sur peau propre et sèche.

Points forts

- **Gel solide pré-gélifié** : l'électrode est prête à l'emploi, ce qui simplifie la préparation avant l'enregistrement.
- **Connexion bouton pression** : ce système facilite le raccordement aux câbles compatibles lors des examens et des surveillances.
- **Support mousse** : souple et léger, il apporte une bonne adaptabilité pendant la pose et l'utilisation.
- **Adhésif hypoallergénique** : il favorise une fixation adaptée sur peau propre et sèche dans le cadre d'un usage professionnel.
- **Sans latex, sans PVC** : cette composition s'intègre aux exigences fréquentes des environnements de soins.
- **Sachet de 50 électrodes** : un conditionnement pratique pour gérer le stock des consommables ECG.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Électrodes ECG

Modèle : HS11

Utilisation : Usage unique, adulte

Usage : ECG diagnostique et monitoring

Dimensions : 37 x 42 mm

Forme : Ronde

Support : Mousse

Gel conducteur : Solide pré-gélifié

Adhésif : Hypoallergénique

Connexion : Bouton pression

Composition : Sans latex, sans PVC

Température de stockage : 5 à 30 °C

Conditionnement : Sachet de 50 électrodes

Marque : MEDICLINIC

Classe DM/EPI : DM Classe I

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical Classe I

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement ECG, les câbles pour ecg permettent le raccordement avec les électrodes. L'alcool médical peut être utilisé pour préparer une peau propre et sèche avant la

pose. Les papiers pour ecg restent utiles pour l'impression des tracés.

JJ/26