

ÉLECTRODES ECG RONDES ADULTE PRÉGÉLIFIÉES BOUTON PRESSION MEDICLINIC - sachet de 50

Référence 00445



Prix du produit :

6,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes ECG adulte MEDICLINIC** combinent un gel conducteur solide pré-gélifié, un support mousse et une fixation par bouton pression pour une utilisation rapide en cabinet comme en service. Format **50 x 55 mm**, **usage unique**, forme ronde, sans latex ni PVC, pour ECG diagnostique et monitoring.

Classe I • CE • Usage unique • Sachet de 50

Description du produit :

Électrodes ECG adulte MEDICLINIC, pratiques au quotidien

Ces électrodes ECG adulte sont conçues pour l'enregistrement du signal cardiaque lors d'examens diagnostiques ou en monitoring. Leur support mousse, associé à un gel conducteur solide pré-gélifié et à une connexion bouton pression, permet une pose simple et rapide.

Leur format **50 x 55 mm** convient aux usages courants en environnement de soins. L'adhésif **hypoallergénique** contribue au bon maintien pendant l'enregistrement, avec une composition sans latex ni PVC.

En consultation, elles aident à préparer efficacement un tracé ECG. En structure de soins, elles s'utilisent avec les équipements compatibles pour la surveillance. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, cliniques, EHPAD et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Gel solide pré-gélifié** : l'électrode est prête à l'emploi, ce qui réduit la préparation avant la pose et facilite le contact électrique.
- **Support mousse** : sa structure souple accompagne mieux la peau et apporte du confort pendant l'examen ou la surveillance.
- **Adhésif hypoallergénique** : il favorise une tenue adaptée sur peau propre et sèche dans les pratiques professionnelles courantes.
- **Connexion bouton pression** : le raccordement aux câbles compatibles se fait rapidement pour fluidifier la mise en place.
- **Sans latex, sans PVC** : une composition adaptée aux contraintes habituelles des postes de soins, avec un diamètre de 50mm.
- **Usage unique** : chaque électrode est prévue pour une seule utilisation afin de simplifier l'organisation au quotidien.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Électrodes ECG

Modèle : HS11

Utilisation : Usage unique, adulte

Usage : ECG diagnostique et monitoring

Dimensions : 50 x 55 mm

Support : Mousse

Forme : Ronde

Gel conducteur : Solide pré-gélifié

Adhésif : Hypoallergénique

Connexion : Bouton pression

Composition : Sans latex, sans PVC

Conditionnement : Sachet de 50 électrodes

Température de stockage : 5 à 30 °C

Marque : MEDICLINIC

Classe DM/EPI : DM Classe I

EAN : 0697142749009

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical Classe I

Marquage : CE

Stérilité : Non stérile

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre poste d'examen, les câbles pour ecg permettent le raccordement avec le matériel compatible. Les alcool medical peuvent être utilisés pour préparer une peau propre et sèche avant la pose. Selon les actes réalisés, le gel echographique trouve aussi sa place au sein de l'espace de diagnostic.

JJ/26