

ÉLECTRODES ECG RONDES PRÉGÉLIFIÉES NON-TISSÉ MEDICLINIC - sachet de 50

Référence 00458



Prix du produit :

3,59 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes ECG rondes pré-gélifiées non-tissé MEDICLINIC** combinent gel solide conducteur, support souple et raccordement bouton pression pour une mise en place rapide. Avec leur diamètre **750 mm**, elles sont adaptées à l'**usage unique** en ECG diagnostique et monitoring adulte, sans latex ni PVC.

CE • Classe I • Usage unique • Sachet de 50

Description du produit :

Électrodes ECG Mediclinic, rondes et prêtes à poser

Ces électrodes ECG rondes sont conçues pour le recueil du signal cardiaque lors des examens de routine et des surveillances. Les **électrodes ECG rondes pré-gélifiées non-tissé MEDICLINIC** réunissent un gel conducteur solide, un support non-tissé et une connexion par bouton pression.

Leur format **750 mm** apporte une surface adaptée aussi bien à l'ECG diagnostique qu'au monitoring. L'adhésif hypoallergénique favorise le maintien sur une peau propre et sèche, avec une composition sans latex et sans PVC.

Leur utilisation simplifie la préparation avant branchement avec du matériel compatible. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, cliniques, EHPAD et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Gel conducteur solide pré-gélifié** : l'électrode est prête à l'emploi et permet de réduire les manipulations avant la pose.
- **Format rond 750 mm** : cette dimension convient au recueil du signal en ECG diagnostique comme en monitoring.
- **Support non-tissé** : souple à l'application, il accompagne plus facilement les mouvements cutanés pendant l'enregistrement.
- **Connexion bouton pression** : le raccordement aux câbles compatibles se fait rapidement, pour une installation plus fluide.
- **Adhésif hypoallergénique** : il contribue à une tenue adaptée durant l'examen sur peau propre et sèche.
- **Sans latex, sans PVC** : la composition répond aux exigences courantes des environnements de soins et d'exploration fonctionnelle.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Électrodes ECG

Modèle : HS11

Forme : Ronde

Dimensions : 750 mm, 50 x 55 mm

Support : Non-tissé

Gel conducteur : Solide pré-gélifié

Adhésif : Hypoallergénique

Connexion : Bouton pression

Utilisation : Usage unique, adulte

Usage : ECG diagnostique et monitoring

Composition : Sans latex, sans PVC

Température de stockage : 5 à 30 °C

Conditionnement : Sachet de 50 électrodes

Marque : MEDICLINIC

Classe DM/EPI : DM Classe I

EAN : 0697142749009

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical Classe I

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'installation, les câbles & accessoires pour ECG facilitent le raccordement au dispositif. L'alcool médical convient à la préparation d'une peau propre et sèche. Les papiers pour ECG permettent ensuite l'impression des tracés.

