

ÉLECTRODES ECG RONDES PRÉGÉLIFIÉES À PONTET MEDICLINIC - sachet de 50

Référence 00438



Prix du produit :

6,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes ECG rondes pré-gélifiées à pontet Mediclinic** combinent gel conducteur solide, support mousse et connexion pratique pour un usage en ECG. Leur format **29 x 45 mm**, en **usage unique**, convient au diagnostic comme au monitoring chez l'adulte.

CE • DM Classe I • Usage unique • Sachet de 50

Description du produit :

Électrodes ECG Mediclinic, pose simple et signal stable

Ces électrodes ECG sont conçues pour préparer rapidement un enregistrement ou une surveillance cardiaque. Les **électrodes ECG rondes pré-gélifiées à pontet Mediclinic** réunissent un gel conducteur solide pré-appliqué, un support mousse et un format **29 x 45 mm** pour une mise en place efficace.

Le revêtement adhésif hypoallergénique contribue au maintien sur une peau propre et sèche pendant l'examen. Leur connexion à pontet facilite l'utilisation avec un équipement compatible, aussi bien pour l'ECG diagnostique que pour le monitoring.

Sans latex ni PVC, elles s'intègrent facilement dans les pratiques courantes des structures de soins. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, cliniques, EHPAD et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Pré-gélifiées** : le gel conducteur solide est déjà en place, ce qui accélère la préparation avant la pose et limite les étapes préalables.
- **Format rond 29 x 45 mm** : cette dimension offre une surface adaptée aux usages courants en ECG diagnostique et en monitoring adulte.
- **Support mousse** : souple au contact de la peau, il accompagne mieux les contraintes d'utilisation lors des enregistrements ou des surveillances.
- **Fixation hypoallergénique** : l'adhésif aide à garder l'électrode bien positionnée sur peau propre et sèche dans un cadre professionnel.
- **Connexion à pontet** : ce système permet un raccordement rapide avec les câbles compatibles pour fluidifier la mise en œuvre.
- **Sans latex, sans PVC** : une composition adaptée aux exigences fréquentes rencontrées dans les environnements médicaux.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Électrodes ECG

Modèle : HS11

Utilisation : Usage unique, adulte

Usage : ECG diagnostique et monitoring

Dimensions : 29 x 45 mm

Forme : Ronde

Support : Mousse

Gel conducteur : Solide pré-gélifié

Adhésif : Hypoallergénique

Connexion : Pontet

Composition : Sans latex, sans PVC

Température de stockage : 5 à 30 °C

Conditionnement : Sachet de 50 électrodes

Marque : Mediclinic

Classe DM/EPI : DM Classe I

EAN : 0697142749009

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical Classe I

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre poste d'examen, les câbles & accessoires pour ECG permettent le raccordement avec l'appareil. L'alcool médical peut être utilisé lors de la préparation cutanée. Le gel échographique trouve aussi sa place dans un espace dédié aux examens instrumentaux.

