

ÉLECTRODES ECG RONDES PRÉGÉLIFIÉES NON-TISSÉ 50 x 55mm - sachet de 50

Référence 00459



Prix du produit :

6,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes ECG adulte** assurent un recueil fiable du signal grâce à un gel conducteur solide pré-gélifié, un support non-tissé et une connexion bouton pression. Format **50 x 55 mm**, **usage unique**, circulaire, sans latex ni PVC, pour ECG diagnostique et monitoring.

Classe I • CE • Usage unique • Sachet de 50

Description du produit :

Électrodes ECG adulte, contact stable et pose rapide

Ces [électrodes ECG](#) adulte facilitent le recueil du signal cardiaque en examen de routine comme en monitoring. Les **électrodes ECG adulte** associent support non-tissé, gel conducteur solide pré-gélifié et connexion bouton pression pour une mise en place simple.

Le format **50 x 55 mm** offre une surface adaptée à la pratique quotidienne. L'adhésif **hypoallergénique** aide à maintenir l'électrode en place pendant l'enregistrement, sans latex ni PVC.

En cabinet, elles permettent de préparer rapidement un tracé avant consultation. En service de soins, elles conviennent aussi au monitoring avec équipement compatible. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, cliniques, EHPAD et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Gel solide pré-gélifié** : prêt à l'emploi, il favorise un bon contact électrique et limite les

étapes de préparation.

- **Support** non-tissé : ronde, souple et confortable, il suit mieux les mouvements cutanés lors d'un examen ou d'une surveillance.
- **Adhésif hypoallergénique** : conçu pour une bonne tenue sur peau propre et sèche, avec un retrait adapté à l'usage professionnel.
- **Connexion bouton pression** : branchement rapide avec les câbles compatibles, utile quand le rythme de pose doit rester fluide.
- **Sans latex, sans PVC** : diamètre de 50mm, composition pensée pour répondre aux contraintes courantes des environnements de soins.
- **Usage unique** : chaque électrode est destinée à une seule application, ce qui simplifie l'organisation du poste de soin.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Électrodes ECG

Modèle : HS11

Utilisation : Usage unique, adulte

Usage : ECG diagnostique et monitoring

Dimensions : 50 x 55 mm

Support : non-tissé

Forme : Ronde

Gel conducteur : Solide pré-gélifié

Adhésif : Hypoallergénique

Connexion : Bouton pression

Composition : Sans latex, sans PVC

Conditionnement : Sachet de 50 électrodes

Température de stockage : 5 à 30 °C

Marque : MEDICLINIC

Classe DM/EPI : DM Classe I

EAN : 0697142749009

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical Classe I

Marquage : CE

Stérilité : Non stérile

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Les [câbles pour ecg](#) assurent une connexion fiable avec les électrodes lors des enregistrements en cabinet ou en service. Le [gel échographique](#) peut compléter certains examens instrumentaux au poste de diagnostic. Les [alcool medical](#) aident à préparer une peau propre et sèche avant la pose.

LL/26