

SPRAY DÉSINFECTANT MÉDICLINIC AVEC ALCOOL PRÊT À L'EMPLOI - 750 ml

Référence 00484



Prix du produit :

4,29 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **spray désinfectant Médiclinic** avec alcool, en format **750 ml**, est conçu pour l'entretien rapide des surfaces et des dispositifs médicaux non immergeables. **Prêt à l'emploi**, il s'applique facilement sur le mobilier médical, les paillasses, les divans et le petit matériel.

CE • Bactéricide, fongicide, virucide, tuberculicide • Prêt à l'emploi • Flacon pulvérisateur de 750 ml

Description du produit :

Spray désinfectant Médiclinic, pratique pour l'hygiène quotidienne

Ce spray désinfectant s'utilise directement, sans préparation préalable, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de soin. Le **spray désinfectant Médiclinic** avec alcool en **750 ml** permet une application simple entre deux utilisations.

Il est adapté aux dispositifs médicaux non immergeables ainsi qu'au mobilier médical, aux paillasses et aux divans. Selon le protocole retenu, il peut être pulvérisé puis essuyé avec un support humide, ou laissé sécher.

Idéal pour les cabinets médicaux, infirmiers libéraux, centres de soins, EHPAD, cliniques et services hospitaliers. Il aide à maintenir rapidement une zone de contact propre dans les environnements à fréquentation régulière.

Points forts

- **Solution avec alcool** : adaptée à l'entretien des surfaces résistantes, elle favorise une désinfection rapide dans les espaces de soins.
- **Usage immédiat** : la formule prête à l'emploi évite toute dilution et simplifie l'organisation des protocoles d'hygiène.
- **Spectre microbiologique étendu** : propriétés bactéricide, mycobactéricide, tuberculicide, fongicide et virucide selon les données produit.
- **Compatible avec de nombreux supports** : convient au mobilier médical, aux paillasses, aux divans et aux dispositifs médicaux non immergeables.
- **Format pulvérisateur** : le flacon spray permet une application ciblée et régulière sur les surfaces de contact.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Spray nettoyant et désinfectant avec alcool

Utilisation : Prêt à l'emploi

Destination : Surfaces et dispositifs médicaux non immergeables

Mode d'application : Pulvérisation puis essuyage humide ou laisser sécher selon l'usage

Contenance : 750 ml

Format : Flacon pulvérisateur

Composition : Éthanol, 2-propanol, propionate de didécylméthypoly (oxéthyl) ammonium, parfum, substances auxiliaires

Propriétés microbiologiques : Bactéricide, mycobactéricide, tuberculicide, fongicide, virucide

Supports compatibles : Verre, céramique, silicone, plastique, PVC, acrylique, polymère, polycarbonate, HDPE, acier inoxydable, porcelaine

Propriétés : Non corrosif, non oxydant

Marquage : CE

EAN : 8682079003568

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Norme : EN 13272, EN 13624, EN 14476, EN 14348

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'entretien des zones de contact, les lingettes désinfectantes sont utiles sur les surfaces à passage fréquent. Les gants nitriles accompagnent les opérations de nettoyage, tandis qu'un essuie-tout aide à réaliser l'essuyage humide.