

GANTS LATEX NON POUDRÉS MICRO-TOUCH COATED ANSELL - boîte de 100

Référence 00635

Prix du produit :

8,68 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **gants latex non poudrés Micro-Touch ANSELL** associent **une enduction interne** pour un chaussage plus fluide et le confort du latex naturel pour les examens de routine. Présentés en boîte distributrice de **100** gants ambidextres, ils offrent une bonne dextérité avec doigts adhésifs. Existe en plusieurs tailles.

Classe I • CE • Enduction interne polyacrylate •
Boîte de 100



Description du produit :

Micro-Touch Coated, confort d'enfilage pour usage intensif

Ces gants latex non poudrés Micro-Touch Coated d'Ansell sont conçus pour faciliter l'enfilage grâce à leur enduction interne, particulièrement utile lors des remplacements fréquents entre deux actes.

Le latex de caoutchouc naturel combine souplesse, extensibilité et perception tactile. La finition adhésive au niveau des doigts favorise une prise en main plus sûre des petits instruments utilisés pendant l'examen.

Ils conviennent aux environnements où le rythme des soins est soutenu et où la rapidité de préparation compte. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, centres de soins, laboratoires, EHPAD et services hospitaliers.



Points forts

- **Sans poudre** : évite les dépôts liés au poudrage et contribue à maintenir un espace de soin plus net au quotidien.
- **Enduction interne polyacrylate** : aide à enfiler les gants plus facilement, un atout lors des consultations et soins qui s'enchaînent.
- **Latex à faible allergénicité** : formulation étudiée pour réduire le risque de dermatite de contact en cas d'utilisation répétée.
- **Doigts adhésifs** : renforcent l'accroche sur les accessoires et soutiennent les gestes précis pendant les examens.
- **Forme ambidextre** : simplifie la mise à disposition au poste de travail et accélère la préparation avant usage.
- **Boîte distributrice de 100** : conditionnement adapté aux salles d'examen, zones de prélèvement et chariots de soins.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Gants d'examen médical

Marque : Ansell

Matériau : Latex de caoutchouc naturel

Teneur en poudre : Sans poudre

Couleur : Blanc

Forme : Ambidextre

Surface interne : Enduction polyacrylate

Surface externe : Doigts adhésifs

Manchette : Bord roulé

Utilisation : Usage unique

Formats disponibles : 5 tailles

Conditionnement : Boîte distributrice de 100 gants

Classe DM/EPI : Dispositif médical de classe I, équipement de protection individuel de catégorie III

Garantie : 2 ans

Tailles : X Small (5/6) ; Small (6/7) ; Médium (7/8) ; Large (8/9) ; X Extra Large (9/10)

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical de classe I

Marquage : Certifié CE comme équipement de protection individuel de catégorie III

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le poste de soin, les gels hydroalcooliques s'utilisent avant l'enfilage et entre deux prises en charge. Les compresses accompagnent les gestes courants, tandis que les draps d'examen aident à protéger la table entre deux patients.

LL/26