

ESPALIER BOIS MÉTAL CARE 9 BARREAUX - fixation murale

Référence 00487



Prix du produit :

186,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'**espalier CARE** avec cadre métal et barreaux en hêtre offre un support fiable pour la rééducation, les étirements et le renforcement. Conçu en format mural compact, il supporte jusqu'à **120 kg** et mesure **198 x 80 x 18 cm**.

Disponible à partir de **NOVEMBRE 2026**

Garantie 5 ans sur le châssis • ISO 20957-1:2013 • Charge utilisateur 120 kg • Fixation murale compacte

Description du produit :

Espalier CARE, support mural pour exercices variés

Cet espalier **CARE** associe une armature métallique robuste à des barreaux en bois massif de hêtre, pour une prise en main agréable. Son implantation murale limite l'encombrement tout en laissant une zone d'exercice dégagée.

Avec des dimensions de **198 x 80 x 18 cm** et une capacité utilisateur de **120 kg**, il trouve facilement sa place en cabinet, en salle de rééducation ou dans un espace de préparation physique. Il permet de diversifier les appuis et les hauteurs de travail sans ajouter plusieurs stations.

Il accompagne les exercices de traction, de poussée, d'assouplissement et de **mobilité articulaire**. Idéal pour les cabinets de kinésithérapie, centres de rééducation, studios de coaching, salles de sport médicalisées et préparateurs physiques.

Points forts

- **Conception mixte bois et métal** : le châssis métal apporte de la tenue à l'ensemble, tandis que les barreaux en hêtre procurent un contact confortable lors des prises répétées.
- **Faible encombrement** : sa profondeur de **18 cm** et sa distance mur/espalier de **10 cm** facilitent l'installation dans des espaces contraints.
- **Exercices multiples** : un même équipement permet de travailler posture, suspension, gainage, étirements et renforcement fonctionnel.
- **Repères réguliers** : la hauteur entre les barreaux aide à moduler les amplitudes, les appuis et la progression selon l'utilisateur.
- **Capacité utilisateur** : la charge maximale de **120 kg** convient à un usage en rééducation, gymnastique fonctionnelle ou fitness.
- **Pose murale organisée** : la fixation sur 6 points contribue à structurer un espace de travail dédié tout en préservant la surface au sol.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Espalier mural

Marque : CARE

Matériau : Bois massif en hêtre et métal

Dimensions : 198 x 80 x 18 cm

Longueur totale des barreaux : 80 cm

Diamètre des barreaux : 4 cm

Hauteur entre les barreaux : 19 cm

Distance mur / espalier : 10 cm

Écartement des montants métal : 50 cm

Entraxe de fixation des équerres : 44 cm

Poids Net : 16 kg sans option

Charge maximale utilisateur : 120 kg

Fonctionnement : Manuel

Utilisation : Rééducation, gymnastique fonctionnelle, fitness, renforcement musculaire

Montage : Livré non assemblé, fixation murale nécessaire sur 6 points

Formats disponibles : Version sans options, options disponibles

Norme : ISO 20957-1:2013

Garantie : 5 ans sur le châssis, 2 ans sur les pièces d'usure

Normes & sécurité

Norme : ISO 20957-1 : 2013

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter les séances, les bandes exercices permettent d'ajouter de la résistance ou de l'assistance sur certains mouvements. Les coussins de kinesithérapie favorisent un meilleur positionnement, tandis que les tapis de gymnastique améliorent le confort des exercices au sol.

LL/26