

CISEAUX LITTAUER LONGS STÉRILES 22 CM GIMA - boîte de 25

Référence 00488

Prix du produit :

42,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **ciseaux Littauer longs stériles 22 cm GIMA** sont conçus pour sectionner avec précision les fils de suture et de DIU grâce à leurs lames inox avec encoche. Instrument à usage unique en format **22 cm**, **Stérile**, proposé en **boîte de 25**.

Stérile • Classe I S • Lames inox avec encoche
• Boîte de 25



Description du produit :

Ciseaux Littauer longs, portée étendue et coupe contrôlée

Ces ciseaux médicaux **ciseaux Littauer longs stériles 22 cm GIMA** sont destinés à la section des fils de suture et des fils de DIU. Leur longueur de **22 cm** apporte une portée appréciable, avec un instrument **stérile** disponible pour un emploi immédiat.

L'encoche intégrée aux lames en acier inox aide à accrocher le fil avant la coupe. Ce profil favorise un geste net et mieux maîtrisé, aussi bien en consultation qu'en salle de soins.

La poignée en plastique contribue à une manipulation légère et simple. Idéal pour les cabinets médicaux, cabinets de gynécologie, centres de santé, services hospitaliers et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Conditionnement stérile** : permet une utilisation immédiate pour les actes nécessitant un instrument stérile à usage unique.

- **Longueur 22 cm** : facilite l'accès et offre une portée plus confortable pendant la coupe des fils.
- **Encoche sur les lames** : aide à saisir le fil avec davantage de contrôle avant la section.
- **Acier inox** : matériau adapté à une coupe propre et à un usage professionnel régulier.
- **Poignée en plastique** : réduit le poids en main et favorise une manipulation fluide lors des gestes répétés.
- **Usage polyvalent** : convient au retrait de sutures cicatrisées comme à la coupe de fils en gynécologie.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Ciseaux Littauer longs

Marque : GIMA

Dimensions : 22 cm

Matériau : Acier inox et plastique

Composition : Lames en acier inox avec encoche, poignée en plastique

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Oui

Conditionnement : Boîte de 25 pièces

Classe DM/EPI : Classe I S

EAN : 8023279297201

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : I S

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préparer un plateau adapté aux actes gynécologiques, les set de pose - dispositif intra-utérin peuvent compléter l'équipement. Les compresses stériles sont utiles pour le soin local, tandis que les gants stériles accompagnent les manipulations lors des gestes invasifs.