

# Stérilisateur à air sec Poupinel 21L

Référence 07405



Prix du produit :

**745,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Stérilisateur à air chaud mécanique "Poupinel", avec une température réglable de 0 à 200°C ainsi qu'une minuterie manuel de 0 à 120 minutes.

Composé avec une structure en acier inoxydable afin d'assurer une résistance optimale et durable à la chaleur et aux chocs.

Description du produit :

## Le stérilisateur à air sec POUPINEL de 21 L

Le stérilisateur à air sec POUPINEL est composé de 4 plateaux perforés en aluminium anodisé afin d'optimiser la circulation de l'air. Si la température dépasse les 230°C, un second thermostat de sécurité se déclenche.

Afin de prévenir toute anomalie de la thermorégulation un voyant rouge à LED s'allume pour prévenir du démarrage subséquent du thermostat de sécurité.

Caractéristiques principales :

- Dimensions intérieures mm : 300 x 250 x 260
- Dimensions extérieures mm: 440 x 340 x 400
- Poids: 13 kg
- Puissance électrique: 600W
- Tension de fonctionnement: 230V ? 50/60 Hz
- Fusibles: 2 x 4 A
- Thermostat: automatique
- Thermomètre de haute précision à ampoule capillaire

- 3 voyants : DEL verte Minuteur / DEL orange Chauffage / DEL rouge Alarme
- Fabriqué en Italie
- Garantie 1 an