

Urinal femme avec bouchon

Référence 00104



Prix du produit :

4,25 € taxe inclu

Description brève du produit :

Urinal en polypropylène translucide parfaitement adaptée pour les femmes. Permet d'uriner en position assise dans un lit ou une chaise. Contenance : 1 litre.

Description du produit :

Urinal pour femme

Urinal en polypropylène.

Volume : 1000 ml.

Autoclavable : programme à 121° C pendant 20 minutes.

Équipé d'un bouchon hermétique pour éviter les odeurs, tout risque d'éclaboussures ou de renversement.

Avantages de l'urinal pour femme COMED :

L'urinal femme COMED est un dispositif de qualité médicale conçu spécifiquement pour répondre aux besoins d'hygiène et de confort des femmes. Que ce soit pour une utilisation à domicile, en milieu hospitalier ou en déplacement, cet urinal est conçu pour offrir une solution pratique et discrète pour la collecte d'urine.

1 - Design Ergonomique et Confortable: l'urinal femme COMED est conçu pour s'adapter parfaitement à l'anatomie féminine. Son design ergonomique garantit un ajustement confortable et sécurisé, ce qui le rend idéal pour une utilisation quotidienne.

2 - Matériau Hygiénique et Durable: fabriqué en polypropylène de haute qualité, l'urinal est durable, résistant aux fuites et facile à nettoyer. Le matériau est également conforme aux normes d'hygiène les plus strictes, assurant la sécurité et le confort de l'utilisateur.

3 - Utilisation Polyvalente: que ce soit pour les patients alités, les personnes à mobilité réduite ou pour les voyages, l'urinal femme COMED est une solution polyvalente qui répond à divers besoins.

4 - Facile à Vider: l'urinal est conçu pour un vidage simple et hygiénique. Son ouverture large évite les éclaboussures et facilite le nettoyage.

Applications:

- Soins à domicile
- Milieu hospitalier
- Centres de soins de longue durée
- Voyage et déplacements

Conseils d'utilisation cet urinal pour femme :

1. Avant chaque utilisation, assurez-vous que l'urinal est propre et stérilisé.
2. Tenez l'urinal par la poignée et placez-le de manière confortable.
3. Une fois l'utilisation terminée, videz l'urine conformément aux protocoles d'hygiène.
4. Nettoyez l'urinal après utilisation en suivant les recommandations d'entretien.

L'urinal femme COMED est conçu pour fournir une solution pratique, hygiénique et confortable pour la collecte d'urine, en répondant aux besoins spécifiques des femmes. Que ce soit pour un usage médical ou domestique, sa conception ergonomique et ses caractéristiques pratiques en font un choix fiable pour des soins de qualité.

[Découvrez également la version urinal pour homme.](#)