

Drap d'examen plastifié bleu - Colis de 6 rouleaux

Référence 00817



Prix du produit :

58,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

<u>Drap d'examen</u> plastifié imperméable pour plus de protection ! Composé d'une couche de cellulose confortable pour le patient et d'une couche plastifié pour une étanchéité parfaite. Disponibles en plusieurs formats.

Vendu par colis de 6 rouleaux

Description du produit:

Le drap d'examen plastifié bleu, une solution confortable et économique!

Pour assurer une <u>protection</u> maximale de votre divan d'examen, tout en préservant le confort du patient, le drap d'examen plastifié bleu est la solution idéale la plus économique.

Le drap d'examen plastifié bleu est un drap prédécoupé (deux longueurs de format sont disponibles) destiné à protégé votre sellerie lors de l'auscultation. Pour des examens qui utilisent des produits en quantité comme les gels ECG, le drap plastifié confère une meilleure imperméabilité qu'un drap classique.

Ce drap 1 pli gaufré est en bi-matière : une couche en ouate de cellulose bleue à placer sur le dessus, confortable pour le patient et une couche de plastique pour garantir une étanchéité parfaite.

La laize est de 50 cm pour s'adapter à tous les divans d'examen standards.

Préférer le format 50 x 38 cm pour les examens les plus courants et le format 50 cm x 1m14 pour



les examens plus salissants.

Carton de 6 rouleaux emballés individuellement.