

# BASSIN DE LIT POIGNÉE DROITE AUTOCLAVABLE COMED - 2 L

Référence 00107



Prix du produit :

**9,17 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **bassin de lit 2L COMED** associe une **capacité de 2 L**, une poignée droite et un corps en polypropylène blanc autoclavable pour les soins au lit. Son format de **51 x 28 x 9 cm** convient à une utilisation régulière en établissement de santé comme en EHPAD. Existe en plusieurs modèles.

Autoclavable • Polypropylène blanc • Charge max. 125 kg • Avec ou sans couvercle

Description du produit :

Bassin de lit COMED, conçu pour l'usage au lit

Ce bassin de lit est pensé pour le recueil et les soins d'hygiène auprès des personnes alitées. Le **bassin de lit 2L COMED** combine une contenance de **2 L**, une poignée droite et une fabrication en **polypropylène blanc autoclavable**.

Son gabarit de **51 x 28 x 9 cm** favorise une mise en place pratique sous le patient. Il trouve sa place lors d'une mobilité réduite passagère, d'un retour de soins ou d'un accompagnement quotidien en chambre.

Sa structure supporte jusqu'à **125 kg** pour répondre aux besoins courants des structures de soins. Idéal pour les EHPAD, services hospitaliers, cabinets infirmiers, structures de soins à domicile et aides-soignants.

## Points forts

- **Contenance de 2 L** : volume adapté au recueil au lit, avec une utilisation simple dans les soins d'hygiène quotidiens.
- **Poignée droite** : facilite la préhension pour installer, retirer puis vider le bassin plus aisément.
- **Polypropylène blanc** : matériau à la fois léger et résistant, pratique pour l'entretien entre deux utilisations.
- **Autoclavable** : compatible avec les protocoles de retraitement du matériel réutilisable en collectivité ou en service de soins.
- **Dimensions 51 x 28 x 9 cm** : format allongé conçu pour un positionnement plus facile sous une personne alitée.
- **Charge maximale 125 kg** : bonne tenue pour un usage répété en chambre, en établissement médicalisé ou à domicile.

## Caractéristiques techniques

**Marque** : COMED

**Type de produit** : Bassin de lit

**Capacité** : 2 L

**Dimensions** : 51 x 28 x 9 cm

**Matériau** : Polypropylène

**Couleur** : Blanc

**Poignée** : Droite

**Stérilisation** : Autoclavable

**Charge maximale** : 125 kg

**Formats disponibles** : Avec ou sans couvercle

**Utilisation** : Réutilisable

**Garantie** : 2 ans

**Modèles** : Avec Couvercle ; Sans Couvercle

## Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'organisation des soins au lit, les alèses aident à préserver la literie. Les essuie-mains sont utiles après la toilette, tandis que les sacs poubelles simplifient l'évacuation des

déchets liés au change et au nettoyage.