

Bassin de lit Comed

Référence 00107



Prix du produit :

9,17 € taxe inclu

Description brève du produit :

Bassin de lit mono patient avec couvercle permettant de récupérer les urines et les selles des patients en position allongée. Volume : 2 litres.

Description du produit :

Bassin de lit avec ou sans couvercle utilisable en position allongée.

Dimensions du bassin : 51 x 28 cm

Dimension ouverture (dim. max. intérieure) : largeur 23 cm x longueur 23.5 cm

Profondeur environ 7 cm

Capacité : 2000 ml

Autoclavable à 121° C maximum pendant 20 minutes.

Mode d'emploi :

Prendre le bassin sans couvercle et le glisser sous le patient allongé en prenant soin de ne pas le blesser, pour cela soulever légèrement le malade au niveau du postérieur. Bien positionner l'ouverture du bassin en dessous de l'orifice naturel. Remettre le couvercle après emploi. Bien vider et nettoyer le DM après utilisation, si possible en machine.

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

