

# Sachet de stérilisation boîte de 200

Référence 01037



Prix du produit :

**8,25 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Boîte de 200 sachets de stérilisation pour chaleur humide.

Description du produit :

## Sachet de stérilisation pour chaleur humide

Fabriqués à partir d'un film polyéthylène transparent et d'une feuille de papier blanc isolant et étanche.

Les matériaux utilisés (papier et film) sont certifiés et conformes aux standards européens et aux normes internationales :

- Din : 58953
- Pharmacopé 589
- BS 6256
- EN 868-3

Scellement parfait du sachet grâce aux deux couches d'adhésif sur le rabat.

Témoin de stérilisation intégré.

6 dimensions disponibles :

83 x 159 mm, 90 x 165 mm, 90 x 250 mm, 134 x 280 mm, 140 x 260 mm, 190 x 330 mm, .

Boîte de 200.

## **A quoi sert un sachet de stérilisation ?**

Un sachet de stérilisation bien conçue et correctement utilisée permet une stérilisation efficace, une manipulation sûre et le stockage de tous les articles emballés jusqu'à leur utilisation. En plus de protéger les articles grâce à ce processus, elles facilitent également la présentation aseptique des dispositifs dans une salle d'opération. Tout comme les instruments qu'elles protègent, les poches de stérilisation utilisées dans les hôpitaux sont également des dispositifs médicaux.