

# Stéthoscope 3M™ Littmann® Master Cardiologie

Référence 00991



**Prix du produit :**

**230,00 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Le stéthoscope haut de gamme pour les cardiologues avec une qualité acoustique exceptionnelle !

**Description du produit :**

## **Stéthoscope spécial cardiologie (avec possibilité de marquage au laser)**

**Pour satisfaire les besoins des praticiens les plus exigeants, le stéthoscope Littmann® Master Cardiologie garantit une qualité acoustique exceptionnelle. Le meilleur stéthoscope conventionnel de la gamme Littmann !**

Avec son pavillon simple monobloc "Master", en acier inoxydable poli à la main, ce stéthoscope présente une membrane double fréquence. Cette invention 3M permet d'écouter les basses et les hautes fréquences du battement cardiaque en exerçant une pression plus ou moins forte. Sans avoir à retourner le pavillon !

Pour plus de confort pour le patient, le pavillon est équipé d'une bague anti-froid.

La lyre est légère et adaptée à l'anatomie auriculaire et la tubulure à double conduit procure une meilleure isolation des bruits extérieurs. De plus, des embouts auriculaires additionnels sont inclus !

Toutes les pièces de ce stéthoscope sont réalisées avec un très haut niveau d'exigence.

---

L'excellente qualité des matériaux utilisés permet une restitution acoustique optimale, pour appliquer le meilleur diagnostic.

Longueur totale : 69 cm

Poids : 185 g

[Voir les mentions légales](#)

---

**Tableau comparatif des stéthoscopes 3M Littmann**



## Choisissez le stéthoscope Littmann® qui vous correspond le mieux !

Les stéthoscopes 3M™ Littmann® vous offrent de très bonnes performances acoustiques, de qualité élevée et constante ainsi qu'une valeur ajoutée exceptionnelle. Presque tous les stéthoscopes Littmann® utilisent la technologie de la membrane double fréquence, une invention 3M qui vous donne la capacité d'entendre différents sons de hautes et basses fréquences sans tourner le pavillon ni changer de foyer d'auscultation.

### Expérimentez le pouvoir de la membrane double fréquence :



**PRESSION LEGÈRE :**  
Exercez une légère pression sur le pavillon pour entendre les sons de basses fréquences.



**PRESSION FERME :**  
Exercez une pression ferme sur le pavillon pour entendre les sons de hautes fréquences.

Infirmiers		"Classic"				"Cardiology"			Electronique			
<b>6</b>	Idéal pour la mesure de la pression artérielle et les examens cliniques de base.	<b>7-8</b>	Fiable, outil d'examen clinique et de surveillance du patient.				<b>9-10</b>	Conçus pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Garantissent une qualité acoustique exceptionnelle afin de fournir le meilleur diagnostic possible.			<b>10+</b>	Auscultation de haute précision. Capacité d'écoute améliorée grâce à l'amplification et la réduction des bruits ambiants.
Performance Acoustique		Performance Acoustique				Performance Acoustique			Performance Acoustique			
DISPONIBLE MAINTENANT												
Stéthoscope Lightweight II S.E.	Stéthoscope Select	Stéthoscope Classic II Pédiatrique et Nouveau-né	Stéthoscope Classic II S.E.	Stéthoscope Classic III™	Stéthoscope Master Classic II™	Stéthoscope Cardiology III™	Stéthoscope Cardiology IV™	Stéthoscope Master Cardiology™	Stéthoscope Electronique Modèle 3100	Stéthoscope Electronique Modèle 3200		
Double pavillon ovaloid 118 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 54 mm	Simple pavillon 120 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 105 grammes Garantie 3 ans Pavillon : Pédiatrique Dia. 25-33 mm Nouveau-né Dia. 19-27 mm	Double pavillon 135 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 150 grammes Membrane double fréquence des deux côtés du pavillon Petit pavillon convertible en cloche traditionnelle Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte : Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Simple pavillon 160 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 180 grammes Deux membranes double fréquence Double tubulure Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Double pavillon 177 grammes Membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Simple pavillon 185 grammes Membrane double fréquence Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Dia. 51 mm	185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm	Connexion par technologie Bluetooth® Enregistrement et re-écoute 185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm		

## Spécial étudiants !

[Consultez notre brochure en ligne : pourquoi acheter un stéthoscope Litmann quand on est étudiant ?](#)

Vous êtes étudiants, vous souhaitez devenir médecins, kinésithérapeutes, osthéopathes, sage-femmes... Le stéthoscope fait partie de votre listes de fournitures... Cette brochure vous détaille

pourquoi il est important de vous équiper avec un stéthoscope de qualité, solide, qui pourra traverser les années.

## Personnalisez votre matériel médical grâce à la gravure au laser !



EXEMPLES DE GRAVURES LASER SUR VOTRE MATÉRIEL MÉDICAL

ATTENTION ! La garantie fonctionne sur un article gravé mais celui-ci ne pourra être ni repris ni échangé !

Nous sommes certifiés par 3M LITTMANN et autorisés à graver les stéthoscopes : [téléchargez l'autorisation de 3M LITTMANN](#)

**Garantie 7 ans. CE.**

### Produits complémentaires à votre stéthoscope:

[Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.](#)

[Réf. 07000 - Kit de nettoyage pour stéthoscopes](#)

[Réf. 05803 - Kit pièces détachées pour stéthoscope Master Cardiologie Littmann](#)

[Accessoires et pièces détachées pour stéthoscopes Littmann](#)

[Gravure laser : rendez-unique votre stéthoscope grâce à la personnalisation.](#)