

Stéthoscope 3M™ Littmann® Master Cardiologie

Référence 00991



Prix du produit :

249,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le stéthoscope haut de gamme pour les cardiologues avec une qualité acoustique exceptionnelle!

Description du produit:

Stéthoscope spécial cardiologie (avec possibilité de marquage au laser)

Pour satisfaire les besoins des praticiens les plus exigeants, le stéthoscope Littmann® Master Cardiologie garantie une qualité acoustique exceptionnelle. Le meilleur stéthoscope conventionnel de la gamme Littmann!

Avec son pavillon simple monobloc "Master", en acier inoxydable poli à la main, ce stéthoscope présente une membrane double fréquence. Cette invention 3M permet d'écouter les basses et les hautes fréquences du battement cardiaque en exerçant une pression plus ou moins forte. Sans avoir à retourner le pavillon !

Pour plus de confort pour le patient, le pavillon est équipé d'une bague anti-froid.

La lyre est légère et adaptée à l'anatomie auriculaire et la tubulure à double conduit procure une meilleure isolation des bruits extérieurs. De plus, des embouts auriculaires additionnels sont inclus!

Toutes les pièces de ce stéthoscope sont réalisées avec un très haut niveau d'exigence.



L'excellente qualité des matériaux utilisés permet une restitution acoustique optimale, pour appliquer le meilleur diagnostic.

Longueur totale: 69 cm

Poids : 185 g

Voir les mentions légales

Tableau comparatif des stéthoscopes 3M Littmann





Choisissez le stéthoscope Littmann® qui vous correspond le mieux!

Les stéthoscopes 3M° Littmann® vous offrent de très bonnes performances acoustiques, de qualité élevée et constante ainsi qu'une valeur ajoutée exceptionnelle. Presque tous les stéthoscopes Littmann® utilisent la technologie de la membrane double fréquence, une invention 3M qui vous donne la capacité d'entendre différents sons de hautes et basses fréquences sans tourner le pavillon ni changer de foyer d'auscultation.

Expérimentez le pouvoir de la membrane double fréquence :







Spécial étudiants!

Consultez notre brochure en ligne : pourquoi acheter un stéthoscope Litmann quand on est étudiant ?

Vous êtes étudiants, vous souhaitez devenir médecins, kinésithérapeutes, osthéopathes, sagefemmes... Le stéthsocope fait partie de votre listes de fournitures... Cette brochure vous détaille



pourquoi il est important de vous équiper avec un stéthoscope de qualité, solide, qui pourra traverser les années.

Personnalisez votre matériel médical grâce à la gravure au laser!



EXEMPLES DE GRAVURES LASER SUR VOTRE MATÉRIEL MÉDICAL

ATTENTION ! La garantie fonctionne sur un article gravé mais celui-ci ne pourra être ni repris ni échangé !

Nous sommes certifiés par 3M LITTMANN et autorisés à graver les stéthoscopes : <u>téléchargez</u> <u>l'autorisation de 3M LITTMANN</u>

Garantie 7 ans. CE.

Produits complémentaires à votre stéthoscope:

Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.

Réf. 07000 - Kit de nettoyage pour stéthoscopes

Réf. 05803 - Kit pièces détachées pour stéthoscope Master Cardiologie Littmann

Accessoires et pièces détachées pour stéthoscopes Littmann

Gravure laser: rendez-unique votre stéthoscope grâce à la personnalisation.