

# TENSIOMÈTRE LIAN NANO MANOPOIRE 3 BRASSARDS SPENGLER - adulte, enfant, large

Référence 03931



Prix du produit :

**88,63 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **tensiomètre Lian Nano Spengler** réunit maniabilité, lecture claire et polyvalence grâce à ses **3 brassards** inclus. Son cadran de **54 mm**, sa précision de **+/- 3 mmHg** et son poids léger en font un allié pratique pour les prises de tension en cabinet ou en déplacement.

CE • 3 Brassards • Cadran 54 mm • Précision +/- 3 mmHg

Description du produit :

[Lian Nano Spengler, un tensiomètre compact et polyvalent](#)

Ce tensiomètre manopaire **Lian Nano Spengler** est conçu pour les professionnels recherchant un appareil manuel peu encombrant, simple à lire et fiable à l'usage. Son cadran de **54 mm** permet une lecture rapide, tandis que la valve de décompression aide à contrôler la mesure avec régularité.

Avec un poids d'environ **150 g**, il se transporte facilement d'un cabinet à une visite à domicile. Les **3 brassards** fournis permettent d'utiliser le même appareil auprès de différents profils de patients au cours de la journée.

Idéal pour les médecins généralistes, infirmiers libéraux, services hospitaliers, cabinets de spécialité et centres de santé. Sa poire souple et son boîtier résistant aux chocs sont adaptés à un usage professionnel répété.

## Points forts

- **Encombrement réduit** : son format compact trouve facilement sa place dans une mallette de consultation ou un sac de visite.
- **Affichage lisible** : le cadran de **54 mm** et l'échelle de **0 à 300 mmHg** facilitent le repérage rapide des valeurs.
- **Contrôle précis** : la précision de **+/- 3 mmHg** associée à une décompression progressive permet une prise de tension maîtrisée.
- **Polyvalence d'usage** : les brassards adulte, enfant et large évitent de multiplier les appareils pour des morphologies différentes.
- **Conception durable** : le boîtier ABS, les raccords en laiton chromé et les composants robustes conviennent à un usage fréquent.
- **Manipulation confortable** : la poire PVC souple et la fermeture velcro des brassards favorisent une utilisation fluide au quotidien.

## Caractéristiques techniques

**Garantie** : 2 ans sur le manomètre, hors brassard, tubulure et poire

**Marque** : SPENGLER

**Fabricant** : Spengler

**Type de produit** : Tensiomètre manopoire anéroïde

**Fonctionnement** : Manuel

**Utilisation** : Réutilisable

**Dimensions** : cadran diamètre 54 mm, boîtier diamètre 69 mm, poire diamètre 42 mm

**Poids Net** : environ 150 g

**Échelle de mesure** : 0 à 300 mmHg

**Précision** : +/- 3 mmHg

**Graduation** : incréments de 2 mmHg

**Matériau** : boîtier ABS, poire PVC, robinet laiton avec capuchon ABS, raccords en laiton chromé

**Composition** : simple tubulure, poche et brassards avec fermeture velcro

**Couleur** : noir

**Brassards fournis** : adulte, enfant et large

**Matière brassard** : nylon Oxford pour adultes, coton pour modèles pédiatriques selon version

**Connectique** : coupleur à vis femelle et embout à vis mâle en laiton chromé

**Conditionnement/emballage** : livré avec une trousse en nylon noir

**EAN** : 3700446007232

## Normes & sécurité

**Marquage** : CE avec numéro d'organisme notifié

**Fabricant** : Spengler

Lire attentivement la notice avant utilisation

### Contenu emballage

L'ensemble inclut le tensiomètre Lian Nano, trois brassards destinés aux tailles adulte, enfant et large, ainsi qu'une trousse en nylon noir pour le stockage et le transport.

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la prise de tension, un stéthoscope est utile lors de la méthode auscultatoire. Les accessoires pour tensiomètres permettent d'entretenir ou de renouveler les éléments soumis à l'usure. Une valise médicale facilite le transport et le rangement du matériel en déplacement.